



Dune便携式系列天平具备了快速、简单称重的所有功能特征。每台Dune都配有AC充电电源，可以通过键盘自动校准，具有低电量提示灯，以及过载提示灯。Dune系列天平可以使用备用电池，具有防溅键盘，而且整个天平都是坚固的塑料结构，这些都保证了它在现场应用、教学、工厂和实验室应用中都能提供精确的称量结果，是一款真正多功能和便携的产品。

流线型的设计适用于实验室, 教室或户外称重使用



功能

- 高对比度的显示屏方便远距离观看
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 轻巧的设计方便运输和携带
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 大秤盘容易拆卸，方便快速清洗
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 使用AC适配器（包括）或电池（不包括）

应用程序

- 称重

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
量程	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
精度	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
秤盘大小	100mm ø	145x145mm				
称量单位	g, oz		g, lb, oz			
稳定的时间 (秒)	2					
校准	外部校准					
显示	LCD 与 15mm 高位数					
电源	12VAC 150毫安适配器 / 6节AA电池					
工作温度	0° 到 40°C					
外壳	ABS塑料					
整体尺寸	147x208x40mm (宽×深×高)					
净重量	0.5kg					

配件

物料编号.....	说明
700660290....	检定证书
700100072....	M1 200g 校准码
700100030....	M1 2kg 校准码

由提供