



Avec leur combinaison de durabilité et de performance, les balances Gladiator accomplissent des tâches de pesage étanches dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et industrielles les plus exigeantes. Avec un indice de protection IP68 pour une étanchéité lavable, la Gladiator est fabriquée en acier inoxydable facile à nettoyer, donc elle est idéale pour les environnements humides et poussiéreux. Les connecteurs en bas sont conformes à la norme IP68 pour une protection avancée. La Gladiator facilite le contrôle de poids avec un grand écran rétroéclairé qui change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites réglées. Conçue pour une efficacité maximale, la Gladiator possède un clavier tactile avec des grandes touches colorées pour une opération facile. L'homologation de type CE signifie que la Gladiator convient aux applications légales pour le commerce.

## L'indice de protection IP68 signifie une protection étanche de qualité industrielle



### Caractéristiques

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Homologuée de Type CE
- Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête
- Pesage d'animaux / dynamique
- Net/Total

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

## Détails du Produit

Modèle	GG8	GG16	GG35	GG35	GG75	GG75	GG75H	GG150	GG150	GG300	GG6M	GG15M	GG30M	GG30M	GG60M	GG60M	GG150M	GG150M	GG300M
<b>Capacité</b>	8kg	16kg	35kg	35kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg	150kg	300kg
<b>Précision</b>	0.2g	0.5g	1g	1g	2g	2g	1g	5g	5g	0.01kg	2g	5g	0.01kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	0.4g	1g	2g	2g	4g	4g	2g	10g	10g	0.02kg	4g	10g	0.02kg	0.02kg	0.04kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
<b>Linéarité (+/-)</b>	0.4g	1g	2g	2g	4g	4g	2g	10g	10g	0.02kg	4g	10g	0.02kg	0.02kg	0.04kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
<b>Taille du plateau</b>	250x250mm		300x400mm		400x500mm			450x600mm		250x250mm			300x400mm		400x500mm		450x600mm		
<b>Unités de pesage</b>	g, kg, lb, lb:oz, oz, N, unité personnalisable									g, kg									
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	2																		
<b>Indice de Protection IP</b>	68																		
<b>Interface</b>	RS-232 Optionnel																		
<b>Calibrage</b>	Calibrage externe																		
<b>Affichage</b>	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm de haut																		
<b>Alimentation</b>	Batterie Interne Rechargeable / Cordon secteur																		
<b>Température d'utilisation</b>	-10° à 40°C																		
<b>Boîtier</b>	Inox																		
<b>Dim. totale</b>	250x351x575mm (lpxh)		300x523x662mm (lpxh)		400x605x1032mm (lpxh)			450x702x1032mm (lpxh)		250x351x575mm (lpxh)			300x523x662mm (lpxh)		400x605x1032mm (lpxh)		450x702x1032mm (lpxh)		
<b>Poids net</b>	6.80kg		10.42kg		13.06kg			21.09kg		6.80kg			10.42kg		13.06kg		21.09kg		
<b>Homologation</b>	Non disponible									Homologuée de Type CE									

### Accessoires

Numéro d'article	Description
1120011156	Imprimante Thermique ATP
700400103	Câble RS-232
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
1100011297	Boîtier relais pour AE402
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU
700660290	Certificat de Calibrage
3004013214	Colonne lumineuse et kit relais
1120014641	Imprimante à impact AIP

### Accessoires Principaux



#### Imprimante à impact AIP

Facile à utiliser, l'AIP est une imprimante à matrice grande vitesse compacte qui se connecte à n'importe quelle balance qui contient une interface RS-232 ou USB. La communication est fluide et rapide, car l'AIP détecte automatiquement les paramètres de la balance. L'AIP a une construction durable en plastique ABS et est facile à utiliser car ne fonctionne qu'avec un bouton on/off et un bouton d'alimentation du papier.



#### Boîtier Relais

Le boîtier relais est relié de manière filaire à la balance et contribue à transmettre des signaux à d'autres appareils.

Fourni par

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.