



Robuste et abordable, les balances MDW sont idéales pour la santé ou la remise en forme. Toutes les balances MDW disposent d'une toise réglable en hauteur pour des lectures précises. La MDW 300L est une version numérique qui calcule l'IMC. Elle est conçue avec des roulettes pour la mobilité. La MDW 250L est une version numérique dotée d'une batterie intégrée. Les deux modèles MDW 250L et MDW 300L offrent une fonction de maintien qui verrouille la valeur sur l'écran même lorsque la personne est intervenue sur la balance permettant l'enregistrement aisé des lectures. La MDW 160M est une version mécanique composée de roulettes et de contrepoids crantés.

Une balance abordable, facile à utiliser qui mesure la taille et le poids



Caractéristiques

- Toise de mesure de 60 cm à 212 cm
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- La fonction de maintien Hold conserve le poids sur l'écran
- Adaptateur secteur et batterie rechargeable fournis
- La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l'on monte et descend de la balance
- La toise facilite la mesure des enfants et des adultes pendant le pesage
- Construction métallique de la base et de la colonne

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Pèse Personne MDW

Modèle	MDW 250L	MDW 300L
Capacité	550lb / 250kg	660lb / 300kg
Précision	0.2lb / 0.1kg	0.1lb / 0.05kg
Reproductibilité (S.D)	0.2lb / 0.1kg	
Linéarité (+/-)	0.2lb / 0.1kg	
Taille du plateau	14.8"x10.8" / 375x275mm	
Unités de pesage	kg, lb	
Temps de stabilisation (sec)	3	
Interface	Non disponible	RS-232
Indice de masse corporelle (BMI)	Non	Oui
Toise	Oui	
Calibrage	Calibrage externe	
Affichage	LED avec des chiffres de 0.9" / 22mm de haut	
Alimentation	Batterie Interne Rechargeable / Adaptateur 12VDC 50/60Hz 500mA	
Température d'utilisation	5° à 40°C	
Dim. totale	21.1"x10.8"x37" / 535x275x940mm (lpxh)	22.4"x10.8"x51.6" / 570x275x1310mm (lpxh)
Poids net	33.1lb / 15kg	28.7lb / 13kg

Accessoires

Numéro d'article Description

3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
3014011014	Câble RS-232 vers PC
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290	Certificat de Calibrage

Accessoires Principaux



Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

Fourni par