



Leggera e portatile, offre una convenienza e versatilità eccellenti sia per pediatri che per dottori nei vari campi medici. Grazie alla capacità di 20 kg, questa bilancia offre la flessibilità necessaria per pesare bambini di età da 0 a 3 anni. Grazie all'accensione rapida e al facile funzionamento, la bilancia MTB richiede un corso formativo minimo. Una culla ergonomica sapientemente progettata si blocca saldamente in posizione e fornisce un comodo supporto ai neonati. La culla si rimuove facilmente rivelando un tappetino di gomma antiscivolo, che semplifica l'operazione di pesatura per i più piccoli. La funzione di memoria conserva il peso più recente e permette all'utente di registrare i risultati dopo aver tolto in modo sicuro il bambino dalla bilancia.

## Questa bilancia offre la flessibilità di pesare sia neonati che bambini piccoli sulla stessa bilancia



### Caratteristiche

- Display ad elevato contrasto facilmente visibile a distanza
- La funzione di memoria può ricordare l'ultimo peso rilevato, permettendo all'utilizzatore di concentrarsi sul bambino
- La culla può essere rimossa per pesare i bambini sul tappetino in gomma antiscivolo
- Ergonomic cradle provides comfortable support
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di auto spegnimento per prolungare la vita della batteria
- Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)

### Applicazioni

- Pesatura

### Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	MTB 20
Capacita'	20kg
Precisione	5g
Ripetibilita' (S.D.)	5g
Linearita' (+/-)	10g
Dimensione piatto	285x560mm
Unita' di misura	kg, lb
Tempo di stabilizzazione (sec)	2
Calibratura	Calibratura esterna
Visualizzazione	LCD con caratteri 29mm alti
Alimentazione	Adattatore 6VDC 500Ma / 4 x batterie AA
Temperatura di esercizio	10° to 40°C / 50° to 104°F
Custodia	ABS plastica
Dimensioni totali	560x350x140mm (lpxh)
Peso netto	3.2kg

## Accessori

Numero dell'unita' ..... Descrizione

700660290 ..... Certificato di calibratura

Consegnato da